



Room Care R2-plus

Détergent désinfectant pour surfaces dures - concentré

Description

Détergent désinfectant concentré pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau.

A utiliser uniquement avec le système de dosage et de dilution Divermite/Diverflow.

Propriétés principales

- Formulé pour le nettoyage des surfaces dures résistantes à l'eau
- Légèrement alcalin
- Non abrasif
- Parfum léger, délicat et frais
- Technologie unique et brevetée de neutralisation des odeurs (O.N.T.)
- Large spectre d'activités désinfectantes (bactéricide, levuricide)

Avantages

- Nettoie et désinfecte les surfaces en 1 minute
- Elimine rapidement les salissures grasses et solubles à l'eau
- Laisse une odeur agréable
- Codes couleurs et alphanumériques pour éviter les erreurs d'application

Mode d'emploi

Dosage:

Avec le système de dosage **Divermite** : doser 1x15mL (5%) dans le vaporisateur Room Care R2-plus rempli de 300ml d'eau froide.

Bien revisser la tête de vaporisateur (doit être en position fermé) et agiter doucement.

Avec le système de dilution **Diverflow** : remplir le vaporisateur Room Care R2-plus jusqu'au repère sur l'étiquette. Revisser la tête de vaporisateur.

Un dosage approprié permet d'optimiser les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

Application:



Vaporiser une petite quantité de produit sur une chiffonnette humide et nettoyer la surface. Laisser agir et rincer à l'eau.

Essuyer avec une chiffonnette. Lustrer pour plus de brillance.

Sol : vaporiser une petite quantité de produit sur un mop humide et nettoyer la surface. Laisser sécher.

Important : avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux en appliquant le produit sur une petite surface peu visible.

Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou méthodes de dilution. Ne pas utiliser pur.



©A.I.S.E.

Les dosages indiqués sont conformes aux conditions optimales. Les recommandations peuvent varier en fonction des spécificités du site, veuillez consulter votre représentant Diversey pour plus d'information.



Room Care R2-plus

Données techniques

Aspect: Liquide vert limpide

Valeur pH (pur): ≈ 11

Valeur pH (en solution): Densité relative (20°C): ≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont indiquées sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com.

Stockage : Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

Uniquement pour usage professionnel.

Compatibilité du produit

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'eau, comme le bois.

Tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible.

Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou méthodes de dilution.

Ne pas utiliser pur.

Données microbiologiques

Bactéricide à 5% selon la norme EN1276 en conditions de saleté en 1 minute à 20°C sur les souches de référence.

Bactéricide à 5% selon la norme EN13697 en conditions de saleté en 5 minutes à 20°C sur les souches de référence.

Fongicide à 5% selon la norme EN13697 en conditions de saleté en 15 minutes à 20°C sur *Candida albicans*.

Levuricide à 5% selon la norme EN1650 en conditions de saleté en 15 minutes à 20°C sur *Candida albicans*.

Informations réglementaires

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément à l'exigence du Règlement détergent de l'UE, CE 648/2004.

Produit biocide TP2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides).

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Conditionnements disponibles

2 poches de 1.5L